

Fauteuil Coquille

ELYSEE II

Description du produit

Le Fauteuil Coquille ELYSEE II est un siège conçu spécialement pour les personnes nécessitant l'aide d'une tierce personne. Adapté pour une utilisation intérieure et extérieure, il offre un confort optimal tout en permettant une grande facilité de mobilité. Son design ergonomique et sa fonction de repose-jambes synchronisée avec l'inclinaison du fauteuil assurent un soutien adéquat pour les personnes ayant des besoins spécifiques de posture et de mobilité.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Largeurs d'assise disponibles :
- 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm et 65 cm
- Profondeur d'assise : 48 cm
- Hauteur sol/siège : 49 cm
- Largeur hors-tout du fauteuil :
- 67 cm (pour les modèles T4, T7, T10)
- 73 cm (modèle T13)
- 79 cm (modèle T16)
- Référence : A25
- Options disponibles :
- Tablette ventrale (sur demande)
- Support de tronc ajustable (sur demande)



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54



Fauteuil Coquille

ELYSEE II

AVANTAGES

- **Confort ajusté** : Grâce aux différentes largeurs d'assise disponibles, le Fauteuil Coquille ELYSEE II peut être personnalisé en fonction des besoins de l'utilisateur pour un confort et un soutien optimal.
- **Mobilité facilitée** : Conçu pour être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ce fauteuil est idéal pour les personnes ayant besoin d'une assistance à la fois dans des environnements clos et en plein air.
- **Inclinaison ergonomique** : Le système de repose-jambes synchronisé permet à l'utilisateur de maintenir une posture agréable, tout en réduisant les risques de pression sur les jambes et en favorisant une circulation sanguine adéquate.
- **Accessibilité** : Le fauteuil est conçu pour les personnes qui nécessitent l'aide d'une tierce personne, facilitant ainsi les transferts et l'accompagnement au quotidien.
- **Options pratiques** : La possibilité d'ajouter une tablette ventrale ou un support de tronc ajustable améliore encore le confort et la fonctionnalité, en répondant à des besoins spécifiques de soutien et de posture.



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- **Repose-jambes synchronisé** : Le repose-jambes est conçu pour s'ajuster automatiquement en fonction de l'inclinaison du fauteuil, offrant ainsi un confort optimal pendant l'utilisation.
- **Utilisation intérieure et extérieure** : Ce fauteuil est adapté aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur, grâce à sa structure robuste et ses roues résistantes.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54



revêtements & coloris

PVC/PU

Non-Feu M2 

Réglisse

Taupe

Framboise

Chocolat

Pistache

Velours déperlant

Non-Feu EN
1021.1 et 1021.2 

Grège

Marron

Tissus chinés

Non-Feu EN
1021.1 et 1021.2 

Marron

(Génération 1
uniquement)

Gris



**BESOIN D'AIDE ?
CONTACTEZ-NOUS**

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

